

Precisa dosificación y dispensación

Seguridad para operaciones continuas sin supervisión: el motor se apagará caso de que ocurra una situación de alta carga térmica para **evitar, de manera preventiva, accidentes**

Alta precisión, incluso para velocidades de flujo a partir de 0.005 ml/min



Control remoto opcional con pedal de pie por cable para operar la bomba de impulsión **fuera una campana de extracción cerrada** y facilidad de operación

Todos los modelos disponen de una operación de arranque suave que **evita derrames y salpicaduras**. La velocidad se elevará poco a poco hasta que el régimen establecido se ha alcanzado

Para el uso en biología celular sólo tiene que utilizar el cabezal de la bomba que cuenta con rodillos convexos y **no aprietan** el tubo como los rodillos convencionales