

Precisa dosificación y dispensación



Estándares de seguridad Premium

Comodidad superior

Reduzca su coste de propiedad

El promedio de **vida operativa de 10 años**, está respaldado por una garantía de 3 años y hace de su compra una inversión verdaderamente rentable

Seguridad para operaciones continuas:
el motor se apagará caso de que ocurra una situación de alta carga térmica para **prevenir accidentes**



Alta precisión, incluso para velocidades de flujo a partir de 0.005 ml/min

Control remoto opcional con pedal de pie por cable para operar la bomba de impulsión **fuera una campana de extracción cerrada** facilita la operación

Todos los modelos disponen de una operación de arranque suave que **evita derrames y salpicaduras**. La velocidad se elevará poco a poco hasta que el régimen establecido se ha alcanzado

Para el uso en biología celular sólo tiene que utilizar el cabezal de la bomba que cuenta con rodillos convexos y **no aprietan** el tubo como los rodillos convencionales